

REV.00 del 27/11/2020



Diagnostica Spire srl - via E. Fermi, 63/F - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522.767130 - www.diagnosticaspire.it - info@diagnosticaspire.it



ISTRUZIONI DI PRELIEVO

**KIT HORMONAL
STRESS COMPLETE
DI AUTOPRELIEVO
DIAGNOSTICA SPIRE**

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA SALIVA CON LA SALIVETTE®

Note preliminari:

Effettuare due prelievi, uno al mattino e uno alla sera, annotando bene pertanto sul contenitore l'orario del prelievo.

La raccolta dei campioni deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti fattori:

- a) La raccolta della saliva al mattino deve essere prelevata prima di lavarsi i denti e prima dell'assunzione di qualsiasi cibo, bevanda o altra sostanza che possa alterare la composizione della saliva.
- b) La raccolta del campione serale deve essere effettuata attendendo almeno un'ora dopo aver mangiato, aver assunto farmaci per via orale o essersi lavato i denti.
- c) È molto importante ottenere un campione limpido, non contaminato da cibo, cosmetici, sangue, chewing gum, fumo ed altre sostanze estranee.

Istruzioni per il prelievo:

1. Stringere saldamente il bordo del contenitore interno della Salivette® (c) e rimuovere il tappo (a). La rimozione del tappo è facilitata se lo si spinge lateralmente.
2. Estrarre il tampone (b) dalla Salivette®.
3. Masticate delicatamente il tampone per un minuto. In ogni caso, tenete il tampone in bocca finché sentite che non riuscite a trattenervi dall'inghiottire la saliva prodotta.
4. Riporre quindi il tampone nel contenitore interno e chiudere la Salivette® premendo saldamente il tappo.
5. Compilate completamente l'etichetta sul contenitore per la centrifuga. È importante indicare anche l'orario della raccolta.
6. Consegnare le Salivette®, ben chiuse, assicurandosi di conservare in frigorifero i campioni raccolti fino al momento della consegna.

La provetta deve essere posta nella busta trasparente assieme al modulo privacy compilato e firmato in ogni sua parte

Note importanti:

Prodotto non indicato per bambini al di sotto dei 3 anni o pazienti con rischio di deglutire.



A



B



C

